

HYGIENE- UND DESINFEKTIONSPLAN

Klinik für Zahnärztliche Prothetik

WAS	WANN	WIE	WOMIT	WIE LANGE	WER
HÄNDEDESINFEKTION Hygienisch 	Unmittelbar Vor Patientenkontakt Vor aseptischen Tätigkeiten Nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material Nach Patientenkontakt Nach Kontakt mit der direkten Patientenumgebung		Alkoholisches Händedesinfektionsmittel	30 Sekunden bis die Hände trocken sind	Medizinisches Personal Studenten Reinigungspersonal
Chirurgisch 	Vor operativen Eingriffen	Ausreichende Menge (3ml = 2Hübe) in die trockenen Hände einreiben		1½ Minuten bis die Hände trocken sind	Medizinisches Personal Studenten
HAUTDESINFEKTION 	Vor invasiven Eingriffen	Einreiben mit sterilem Tupfer	Hautdesinfektionsmittel z. B. alkoholisch z. B. alkoholisch-jodhaltig <i>(Gegenanzeigen beachten)</i>	3 Minuten	Medizinisches Personal Studenten
SCHLEIMHAUTDESINFEKTION 	Vor invasiven Eingriffen z.B. in der Mundhöhle	Auftragen mit sterilem Tupfer oder Mundspülung	Schleimhautdesinfektionsmittel z.B. auf Octenidin- oder Chlorhexidinbasis	0,5 - 1 Minute (s. Herstellerangaben)	
INSTRUMENTE - Konservierende Instrumente (für Untersuchung und Behandlung) - Chirurgische Instrumente	Unmittelbar nach Gebrauch Grobe Verschmutzungen entfernen	Validiertes Verfahren im RDG Programm Vario TD In geschlossenen Container ablegen und innerhalb von 48 Stunden trocken zur Aufbereitung in die Zentralsterilisation (ZSVA) verschicken			
Rotierende und oszillierende Instrumente	Unmittelbar nach Gebrauch	In Lösung einlegen	Bohrerbad -(ORBI-Sept)	Mindest. 5 Min.	Boxen: Studenten Ambulanz: Medizinisches Personal
Ansatz Polymerisationslampe Herstellerangaben beachten !	Unmittelbar nach Gebrauch	z.B. in Lösung einlegen	z.B.: Sekusept plus 4%	15 Minuten	
HAND- UND WINKELSTÜCKE 	Nach jedem Patienten	Innen: Außen: - Wischdesinfizieren - Trocknung abwarten	20 Sek. mit Wasser durchspülen - Alkoholisches Flächendesinfektionsmittel - Flächendesinfektionsmittel aus DG1 - Gerät - mit Wasser nachwischen	Sterilisation im Autoklav	Medizinisches Personal
TURBINEN		Maschinell oder manuell Herstellerangaben beachten	- Validiertes Verfahren im RDG Programm Vario TD - Spezialspray zum Reinigen + Trocknen - Reinigen + ölen maschinell KaVo Quattro		
ANSATZ DER MULTIFUNKTIONSSPRITZE	Nach jedem Patienten	Außen: - Wischdesinfizieren - Trocknung abwarten Innen: lt. Hersteller	- Alkoholisches Flächendesinfektionsmittel - Flächendesinfektionsmittel aus DG1 - Gerät - mit Wasser nachwischen 20 Sek. Wasser/Luft durchspülen/ ggf. m. Bürstchen reinigen/ trocknen		Boxen: Studenten Ambulanz: Medizinisches Personal
INSTRUMENTENBÄNKE	Wöchentlich	Wischdesinfizieren	Flächendesinfektionsmittel aus DG1 - Gerät	Trocknung abwarten	
ABFORMUNGEN	Direkt nach Entfernung der Abformung aus dem Mund	-Unter Wasser abspülen -In Lösung einlegen	Kanipur® Tauchbad	5 Minuten	
SPEIBECKEN + EINSATZ 	- Nach jedem Patienten - Am Ende des Behandlungstages - 1x wöchentl. abnehmen	Wischdesinfizieren -auch von unten	Flächendesinfektionsmittel aus DG1-Gerät	Trocknung abwarten	
ABSAUGANLAGE 	Am Beginn des Behandlungstages Zwischen den Behandlungen Am Ende des Behandlungstages	Durchsaugen eines Wasser-Luft Gemisches Langsames Durchsaugen eines Gemisches aus Luft, Reinigungs- und / oder Desinfektionsmitteln (Tubewashing) (Präparat nur für Absauganlage s. Herstellerangaben)			
WASSERFÜHRENDE SYSTEME	Täglich zur Beginn des Tages	Ohne aufgesetzte Übertragungsinstrumente	Spülprogramm oder Durchspülen mit Wasser	2 Minuten	Boxen: Studenten Ambulanzen: Medizinisches Personal
	- nach jeder Behandlung - am Ende des Behandlungstages	Spülen der zuvor im Mund des betroffenen Patienten benutzten Systeme mit Wasser		20 Sekunden	
	Einmal wöchentlich Nach Standzeiten >3 Tage	Intensiventkeimung Nach Herstellerangaben	Oxygenal / Dekaseptol	45 Minuten (siehe Herstellerangaben)	
SPEICHELSAUGER Schlauchaufsätze	Am Ende des Behandlungstages und bei sichtbarer Verschmutzung	Abspülen, ggf. Bürsten In Lösung einlegen	Instrumentendesinfektionsmittel aus DG3-Gerät-Sekusept plus4%	15 Minuten	
FLÄCHE Mobilier Schränke, Griffleisten Behandlungsstuhl, Lampe Fußanlasser, Rollstühle (ZA, Arzt) MED. GERÄTE z.B. Micromotor Schwebetisch/ Patientennahe Oberflächen (Zahnarztelement, Assistenzelement usw.)	Am Ende des Behandlungstages Bei Kontamination mit Blut, Sekreten Nach jedem Patienten	Reinigen Wischdesinfizieren	Reinigungsmittel Flächendesinfektionsmittel - aus DG1 – Gerät	Trocknung abwarten	
PURSEPT WIPES Spenderbox 	- Spätestens nach 28 Tagen - Vor jeder Wiederbefüllung	Wischdesinfizieren Oder Aufbereitung	Flächendesinfektionsmittel: - aus DG1-Gerät - alkoholisches z.B. Bacillol®AF Im RDG	Trocknung abwarten	
WASCHBECKEN	Am Ende des Behandlungstages	Reinigen	Reinigungsmittel	Trocknung abwarten	
FLÄCHE -Fußboden - Sanitäre Einrichtungen	Reinigungsplan (Betriebscenter) Bei Kontamination mit Blut, Sekret und Exkreten	Reinigen Wischdesinfizieren	Reinigungsmittel Flächendesinfektionsmittel aus dem DG1 – Gerät	Trocknung abwarten	Reinigungspersonal Boxen: Studenten Ambulanzen: Medizinisches Personal
ABFALL	Siehe „Dienstanweisung zur Abfallentsorgung und –Verwertung von Abfällen“ (Intranet → Meine Uniklinik → Dienstanweisungen → Dienstanweisung zur Entsorgung und Verwertung von Abfällen)				
BERUFSSKLEIDUNG	Täglich und bei Bedarf wechseln				
KRANKHEITSSPEZIFISCHE HYGIENEMAßNAHMEN	Hygieneleitlinien Zahnmedizin: - Punkt 11: Erregerspezifische Hygienemaßnahmen in der Zahnmedizin oder Hygieneordnung				

Weitere Informationen → Intranet → Patientenversorgung → Krankenhaushygiene und Infektiologie → Hygieneordnung → Zahnheilkunde

Bacillol®AF: - Die ausgebrachte Menge der Gebrauchslösung darf 50 ml/m² nicht überschreiten. Explosions- und Brandgefahr!

Stand 02/2019